

LAVADISINFETTATRICE per la pulizia e disinfezione ad alto livello degli endoscopi flessibili e rigidi

Assicurare una totale procedura automatica per il testaggio, la detersione, la disinfezione, il risciacquo e l'asciugatura sia della parte esterna sia di tutti i canali interne degli endoscopi (per potere gestire nei propri locali con la massima rapidità ed efficienza possibili la disinfezione degli strumenti)	
Garantire un'efficace disinfezione ad alto livello degli endoscopi mediante trattamento totalmente automatico con detergente e disinfettante attivato a base di acido peracetico (massima efficienza della disinfezione, assicurando la salvaguardia degli endoscopi trattati)	
disinfezione a bassa temperatura (per la tutela della strumentazione da eventuali danneggiamenti che potrebbero invece essere provocati dall'acido peracetico utilizzato ad alte temperature di processo)	
Funzionamento in modalità sincrona con un ciclo di durata nominale di circa 25 minuti comprensivi di test tenuta preliminare, lavaggio disinfezione, risciacquo e asciugatura sia delle superfici esterne che dei canali interni (possibilità di trattare 1 o 2 endoscopi per ogni ciclo)	
Tester di tenuta per tutta la durata del ciclo (controllo impermeabilità degli strumenti)	
Utilizzo di detergente composto da agenti tensioattivi, disinfettante la cui formula si basa sull'utilizzo dell'acido peracetico (attivatore per tamponare la soluzione e portarla al ph neutro, in associazione al disinfettante)	
Verifica a mezzo sensore magnetico dei bracci irrigatori rotanti (performance controllabile)	
Prelievo e scarico automatico dei prodotti chimici (per evitare manipolazioni potenzialmente nocive)	
Camera di lavaggio a tenuta stagna (per evitare l'emissione di eventuali vapori tossici e non nell'aria ambiente e circostante ed evitare imporre l'utilizzo di cappe aspiranti esterne)	
Blocco automatico del portello frontale (per impedire aperture accidentali in presenza di prodotti chimici liberi)	
Dotazione dei seguenti programmi selezionabili programma di disinfezione standard con asciugatura parziale programma di disinfezione standard con asciugatura completa programma di disinfezione standard con risciacquo preliminare e asciugatura completa programma di auto disinfezione programma di controllo igienico che permette la campionatura dell'acqua dell'ultimo risciacquo (possibilità di scelta in relazione alle esigenze	

cliniche)	
Possibilità di eseguire test tenuta (monitoraggio eventuali danni strumentali)	
Completa di una stampante per stampa di protocollo di disinfezione su etichette adesive (per garantire la tracciabilità)	