

Civico Di Cristina Benfratelli Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA Provveditorato Piazza Nicola Leotta, 4 90127 Palermo Telefono 091 6662655

FAX 091 6662672

EMAIL provveditorato@arnascivico.it

WEB www.arnascivico.it

Prot. n. 284 del 15/11/2017

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisto di materiale di consumo per PH Impedenziometro per U.O. 1 Pediatria dell' ARNAS.

Questa Amministrazione deve procedere ad acquistare il materiale di cui in oggetto, le cui caratteristiche tecniche sono allegate in calce alla presente.

A tal fine intende verificare:

1) se codesta ditta dispone di prodotti aventi <u>caratteristiche collimanti</u> con quelle appresso descritte;

2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino) formulato per singolo pz e per confezione, nonchè il prezzo complessivo;

3) se i prodotti sono presenti sul MEPA , indicandone i codici al fine di rintracciarli sul MEPA.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda di non inviare schede tecniche dei prodotti proposti.

Si prega di volere dare riscontro alla presente entro e non oltre il 28/11/2017 alla seguente email:rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it all'att. della D.ssa Valeria Miceli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662655-fax 091/6662672.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

) OR DI N C IL DIRETTORE FF.AREA PROVVEDITORATO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. V. Barone

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con la presente si richiedono i beni consumabili per il PH Impedenziometro di aziendale (Denominazione apparecchio: SANDHILL MEDIMAR SLEUTH THE REFLUX DETECTIVE: si ribadisce la necessità e l'urgenza di acquistare tali beni consumabili perché la mancanza di tale materiale impedisce l'esecuzione degli esami PH Impedenziometrici e rende inutilizzabile l'uso dello strumento in dotazione all'U.O. Pediatria ad Indirizzo Gastroenterologico.

Si richiede l'acquisto di: n. 30 Sonde PH Impedenziometriche per Bambini sopra i due anni (Codice G-M 104) O EQUIVALENTE


n. 30 Sonde PH Impedenziometriche Pediatrica 0-2 anni (Codice G-M 105); ວ ຂວບເປັນ LENTE

n. 1 Flacone di soluzione PH 4 (250 ml) per apparecchio PH Impedenziometrico;

n: 1 Flacone di soluzione PH 7.01 (250 ml) per apparecchio PH Impedenziometrico. Si precisa che i sondini sono utilizzabili per un solo esame e che le soluzioni servono

per la taratura del sondino prima di eseguire l'esame.

LANCE AND SHAPE OF ARREST



TOLENARO, 1