



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA Provveditorato
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo
Telefono
091 6662655

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

Prot. n. 17 del 12/01/2018

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisto di n.1 vasca ad aria per maschere termoplastiche per l' U.O.C. Radioterapia Oncologica dell'ARNAS.

Questa Amministrazione deve procedere ad acquistare la vasca di cui in oggetto, le cui caratteristiche tecniche sono allegate in calce alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di prodotti aventi **caratteristiche collimanti** con quelle appresso descritte;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino) **formulato per singolo pz e per confezione, nonché il prezzo complessivo** ;
- 3) se i prodotti sono presenti sul MEPA , indicandone i codici al fine di rintracciarli sul MEPA.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito **si raccomanda di non inviare schede tecniche dei prodotti proposti.**

Si prega di volere dare riscontro alla presente entro e non oltre il 22/01/2018 alla seguente email:rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it all'att. della D.ssa Valeria Miceli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662655-fax 091/6662672.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

IL DIRETTORE FF.AREA PROVVEDITORATO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. V. Barone

SCHEDA TECNICA

OGGETTO: Fornitura di vasca per maschere.

Si richiede la fornitura di una vasca ad aria per le maschere termoplastiche utilizzate per immobilizzare i pazienti in trattamento.

I vantaggi dell'utilizzo di questo tipo di vasca ad aria e non utilizzando più l'acqua, sono molteplici a cominciare che si evita il rischio di contaminazione incrociata, non esistono residui d'acqua in quanto funziona ad aria, evitando al paziente eventuali ustioni dovuti alla temperatura della maschera.

La vasca deve avere almeno come misura interna le seguenti dimensioni 64 x 48 x 25 cm.

La griglia per inserire le maschere debbono essere rivestite di materiale antiaderente per evitare che la maschera rimanga incollata.