

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662261

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

DATA
12/09/2019

PROT.
2019/ 2485

Spett.le Ditta

Fax _____


OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di bollini per il monitoraggio della temperatura indicanti una corretta conservazione del sangue.

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire il materiale indicato in oggetto:

A tal fine intende verificare:

- 1) Se codesta ditta e se prodotti richiesti siano presenti sul Mepa ed il relativo metaprodotto;
- 2) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 3) il miglior prezzo di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio, presso altre Aziende Sanitarie e^o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto. Nel caso in cui, al presente avviso dia riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale. **Si fa, inoltre, carico all'operatore economico che riscontra l'indagine di mercato di indicare sia il prezzo unitario che il prezzo complessivo dell'intera fornitura, su base annua.**

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **24.09.2019** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o *tramite e-mail* : provveditorato@arnascivico.it;
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore ff UOC Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

FORNITURA Bollini di monitoraggio della temperatura indicanti una corretta conservazione del sangue.

Ai sensi del Decreto 2 novembre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", per la corretta tracciabilità della temperatura delle sacche di sangue ed effettuare un accurato controllo di qualità sulla conservazione del sangue, si richiede l'acquisizione di:

N° 32.000 Bollini/supporti adesivi che funzionino quali indicatori di temperatura per la verifica della corretta conservazione del sangue secondo le normative EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines "Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of blood Components").

Gli indicatori devono agire manifestando un viraggio di colore irreversibile nella parte attiva dell'indicatore della variazione termica nel caso di non corretta conservazione.

Gli indicatori di temperatura devono avere le sottoelencate caratteristiche:

- conservazione degli indicatori a temperatura ambiente;
- condizionamento non necessario;
- certificazione del collante utilizzato per l'adesione alla sacca;
- prodotto non a memoria da accumulo;
- monitoraggio della sacca oltre i 42 gg (con l'utilizzo della soluzione tipo Paggs-Mannitol 49 giorni);
- di facile utilizzo e di adattabilità alla routine del centro;
- Certificato CE-IVD e approvato dall'FDA.