

23/06/2006 14:13
23-GIU-06 14:13

0925962316

RADIOLOGIA+OCR+SCIACCA

0925962316

PAGINA: 1



Azienda Ospedaliera Siciacca

U. O. di Radiologia

Prot. n° 40/06 del 23/6

c.p.c.

- Al Dott. Fabbri (U.O Neurochirurgia
ARNAS Civico) fax 0916663159
- Al Direttore Sanitario Azienda OCR
Siciacca

Alla presente si allegano le caratteristiche dell'apparecchio TAC da collegare in rete nell'ambito del progetto di teleconsulto.

TAC: Prospeed (General Electric)
Anno di acquisto 1997

Classi DICOM disponibili (DICOM print)
Numero medio di immagini per esame (TAC cranio): 25
Matrice di acquisizione: 512x512
Profondità singolo pixel: 8 bit

Collegamento in rete LAN e Wan

caratteristiche della rete locale e geografica in termini di banda disponibile:
N° 2 linee a 2 Mbps ADSL

è disponibile un PC con accesso WEB verso l'esterno

Cordiali saluti.

Siciacca 23-6-06

Il Direttore dell'U.O.
Dott. Filippo Barbiera

Da compilare ed inviare fax: 0916663159

Per ciascun ospedale (TAC che richiede il teleconsulto):

Caratteristiche apparecchio da collegare:

Marca/Modello della Modalita': ADVANTAGE WORKSTATION (AWI 4.1) - GENERAL ELECTRIC

Anno di costruzione (o acquisto): 2002

Classi DICOM disponibili

DICOM Store,

DICOM Worklist

DICOM Print)

Parametri di esame:

numero medio di immagini per esame: 100

matrice xy di acquisizione per ciascuna immagine: 512 x 512

profondita' singolo pixel): 16 bit

Collegamento in rete LAN e WAN

caratteristiche della rete locale e geografica in termini di banda disponibile

LAN con HUB, FA 100 MBT

disponibilita' di PC con accesso WEB verso l'esterno (NO!)

Esempio:

TAC Toshiba - Modello ABX; 2003;

Classi Store e Worklist;

100 immagini per esame;

matrice da 512x512 pixels

profondita' 16bit;

rete FastEthernet e con connessione WAN HDSL a 8Mbps

Dot. Giuseppe Ianni




28/06/2006
28/06/2006

11:02
12:03

0916666368
RADIOLOGIA G. DI CRISTINA → NEURORIANIMAZION

NR.330 0001

Da compilare ed inviare fax: 0916663159

Per ciascun ospedale (TAC che richiede il teleconsulto):

Caratteristiche apparecchio da collegare:

Marca/Modello della Modalita': SIEMENS-SOMATON-EMOTION

Anno di costruzione (o acquisto): 2004

Classi DICOM disponibili

DICOM Store, SI

DICOM Worklist SI - (RIS NON DISPONIBILE)

DICOM Print) SI

Parametri di esame :

numero medio di immagini per esame: < 20

matrice xy di acquisizione per ciascuna immagini: 1024 x 1024

profondita' singolo pixel): — / —

Collegamento in rete LAN e WAN

caratteristiche della rete locale e geografica in termini di banda disponibile

NO

disponibilita' di PC con accesso WEB verso l'esterno

NO

T.S.R.M. CLAUDIO GIPELLI
NUMERO BREVE 5607
RADIOLOGIA G. DI CRISTINA

03/07/2006 13:02 0918911336
3-LUG-2006 13:59 DA: RAD.H.PARTINICO 0918911336

A: 00916663159

P:1/1

30/06/2006 10:43 NEURORIANIMAZIONE + 0918911347

NR.221 0001

OSP. CIVICO - PARTINICO
SERVIZIO DI RADIOLOGIA
Primario: Dott. Elio Bennici

Da compilare ed inviare fax: 0916663159

Per ciascun ospedale (TAC che richiede il teleconsulto):

Caratteristiche apparecchio da collegare:

Marca/Modello della Modalità: PICKER (PHILIPS PMMS) - PQ5
Anno di costruzione (o acquisto): 2001 ("SPIRAME-UNISTRATO")
Classi DICOM disponibili:

DICOM Store,

DICOM Worklist

DICOM Print)

Parametri di esame: TUBO RADIOGENO RHINO S-0 = 5 MHU
ENCEFALO = KV 120 - mA 150 - mAs 450 / ADDONE = KV 130 - mA 30 - mAs 150

numero medio di immagini per esame: ENCEFALO = 25 ADDONE = 75 TORACE = 60

matrice xy di acquisizione per ciascuna immagini: 512 x 512

profondita' singolo pixel): 1 mm.

Collegamento in rete LAN e WAN

caratteristiche della rete locale e geografica in termini di banda disponibile
RETE LAN MEDIANTE WORKSTATION SECONDARIA

disponibilità di PC con accesso WEB verso l'esterno
NO

OSP. CIVICO - PARTINICO
SERVIZIO DI RADIOLOGIA
Primario: Dott. Elio Bennici

29/06/2006

09:54

0918151360

0918151360

PAGINA: 2

29-61U-06 9:50

Da compilare ed inviare fax: 0916663159

Per ciascun ospedale (TAC che richiede il teleconsulto):

A.S.L. SPA PD. "San Camillo"
Termini Imerese
U.D.C. Anestesia e Rianimazione

Caratteristiche apparecchio da collegare:

Marca/Modello della Modalita': PICKER-PRS

Anno di costruzione (o acquisto): 2000

Classi DICOM disponibili

DICOM Store

DICOM Worklist

DICOM Print)

Parametri di esame:

numero medio di immagini per esame: 100

matrice xy di acquisizione per ciascuna immagini: 512 x 512

profondita' singolo pixel): 16 bit

Collegamento in rete LAN e WAN

o caratteristiche della rete locale e geografica in termini di banda disponibile

12/8 ETHERNET

o disponibilita' di PC con accesso WEB verso l'esterno

CONNESSIONE HDSDS 4Mbps

29/06/2006 12:20 0923568805
29/06 2006 12:26 FAX 0923568805

A.O.S. ANTONIO ABATE TP

Per ciascun ospedale (TAC che richiede il teleconsulto):

Caratteristiche apparecchio da collegare:

Marca/Modello della Modalita': GE HISPEED

Anno di costruzione (o acquisto): 2002

Classi DICOM disponibili

DICOM Store

DICOM Worklist

DICOM Print

Parametri di esame:

numero medio di immagini per esame: 20-24

matrice xy di acquisizione per ciascuna immagini: 1024

profondita' singolo pixel): _____

Collegamento in rete LAN e WAN

o caratteristiche della rete locale e geografica in termini di banda disponibile

HDSL 240 K - CIRCA

disponibilita' di PC con accesso WEB verso l'esterno
SI

Esempio:

TAC Toshiba - Modello ABX; 2003;

Classi Store e Worklist;

100 immagini per esame;

matrice da 512x512 pixels

profondita' 16bit;

rete FastEthernet e con connessione WAN HDSL a 8Mbps

INVIARE COMPILATO A : 0916663158

(dott. Giorgio Felber)