



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0003451
Data Prot. : 18-03-2020 15:51:12
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I



Direzione Sanitaria

Telefono: 091 6662244-899-627

EMAIL: direzione.sanitaria @arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

Al Direttore f.f. U.O. Anestesia e Rianimazione

I

Al Dirigente Servizio Infermieristico

Al Responsabile Coord. Sale Operatorie

A tutti i Direttori delle UU.OO. Pad. 4

Alla Direzione Medica P.O. Civico

Al Direttore U.O. Affari Generali

Al Direttore U.O. Radiodiagnostica

Oggetto : Percorso TC per pazienti affetti da Covid-19 PAD. 4

Attese le disposizioni pervenute dalla Direzione Sanitaria e le risultanze della letteratura (1, 2) si dispone che l'effettuazione degli esami in oggetto venga portata a termine come di seguito specificato.

Esami TC su pazienti accertati per Covid-19 ricoverati presso la U.O. Rianimazione I o altre UU.OO. con p.l. dedicati, dovranno essere garantiti presso l'U.O. Neuroradiologia al piano terra.

Per raggiungere i suddetti locali sarà utilizzato l'ascensore posto sul retro del padiglione 4 già dedicato all'arrivo dei pazienti Covid-19 al momento del ricovero:

- a) gli esami TC non costituiscono, di norma, un'urgenza e possono essere correttamente programmati;



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

Direzione Sanitaria
Telefono: 091 6662244-899

EMAIL: dir.san.arnas@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

- b) il medico richiedente prima di trasportare il paziente ad eseguire esame diagnostico deve avvisare il medico in servizio presso la U.O. di Neuroradiologia che deve attivare il percorso;
- c) nelle ore diurne dei giorni feriali sarà sufficiente contattare la sola Neuroradiologia sarà coinvolto il personale afferente alla U.O. Radiodiagnostica solo se ritenuto necessario;
- d) nei giorni festivi e pomeriggi prefestivi, o nelle ore notturne, il medico richiedente l'esame dovrà contattare il Radiologo in servizio presso la U.O. Radiodiagnostica il quale, valutata la tipologia di esame, attiverà il tecnici reperibili della Neuroradiologia e della Radiodiagnostica. Il TSRM della U.O. Neuroradiologia, chiamato in reperibilità deve attivare il percorso;
- e) Il personale Tecnico ed Infermieristico (solo in caso di esami con MDC) sarà dotato di opportuni DPI come di seguito specificato;
- f) sul lettino dell'apparecchiatura verrà disposto un telino di dimensioni tali da coprire l'intera lunghezza del paziente a braccia estese in alto;
- g) Il TSRM prima di fare accedere il paziente nei locali contatta il reperibile dell'Ufficio Tecnico (n.b. 5228/ 3357391228) per spegnere l'impianto di condizionamento che rimarrà spento per tutta la durata della prestazione diagnostica e sarà riacceso dopo 30 minuti dalla sanificazione della sala;
- h) Il personale ausiliario che accompagna il paziente aiuterà il TSRM al suo corretto posizionamento sull'apparecchiatura (in quanto già dotato di DPI);
- i) al termine dell'esame il paziente rientrerà alla U.O. di provenienza e l'apparecchiatura sarà sanificata con disinfettante a base di alcool o perossido di idrogeno o ipoclorito di sodio (lasciato agire per circa 15 minuti). Si procederà alla sanificazione accurata dei locali utilizzati lungo tutto il percorso del paziente secondo procedura Aziendale da parte della Ditta di pulizia,
- j) i contenitori dei rifiuti speciali saranno chiusi e allontanati dalla sala TAC dal personale della Ditta delle pulizie.
- k) Dopo la sanificazione i locali vanno areati per almeno 30/45 minuti.

Al fine di poter correttamente partecipare al percorso di gestione dei pazienti sospetti o affetti da Covid-19 la struttura è dotata:

1) DPI :

- a. Protezione standard: cuffie da lavoro monouso, mascherine chirurgiche monouso, camici isolanti monouso, guanti monouso in lattice ed in vinile (attesa la presenza di personale con certificate allergie al lattice), gel igienizzante per



Civico Di Cristina Benfratelli

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

Direzione Sanitaria

Telefono: 091 6662244-899

EMAIL: dir.san.arnas@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

mani e corretto rifornimento di sapone per i servizi igienici della struttura, telini lunghi a copertura del tavolo (doppio lenzuolino) per posizionare i pazienti sull'apparecchiatura

b. Secondo livello di protezione per pazienti con malattia fortemente sospetta o accertata: cuffie da lavoro usa e getta, occhiali protettivi o visiere (tipo antiappannamento), mascherine di protezione mediche FFp2, indumenti protettivi o camici isolanti, copriscarpe monouso.

2) Disinfettanti a base di alcool o perossido di idrogeno o idroclorito di sodio per la sanificazione delle apparecchiature

Con l'obiettivo di minimizzare i rischi di contagio, è necessario sempre l'impiego di 2 TSRM o in alternativa 1TSRM e 1 operatore sanitario per l'esecuzione di esami TC :

- Un TSRM e/o un operatore sanitario si vestirà e si occuperà del posizionamento del paziente, uscirà dalla porta lato corridoio dove attenderà la fine della prestazione diagnostica.
- Un TSRM che indosserà solo mascherina chirurgica, camice monouso e guanti, si occuperà di eseguire l'esame in consolle e non avrà nessun contatto con il paziente.

1.Linee Guida SIRM - Diagnosi radiologica e prevenzione della diffusione di COVID-19 nei Dipartimenti di Radiologia

2.Coronavirus (COVID-19) Journal of American Radiology

3.Grennan D. What Is a Pandemic JAMA. 2019 Mar 5;321(9):910

il Direttore Sanitario Aziendale
S. Requie

Il Direttore Generale
R. Colletti