

SCHEDA TECNICA

PRESIDI DI CONTENZIONE

Contenzioni per caviglia e polsi per letto con chiusura magnetica, di cui:

N° 4 PAIA PER CAVIGLIA, misura circonferenza caviglia paziente tg M: 19 - 28 cm.

N° 4 PAIA PER POLSO, misura circonferenza polso paziente tg M: 12 - 22 cm.

N° 4 PAIA PER CAVIGLIA, misura circonferenza caviglia paziente tg L: 25 - 35 cm.

N° 4 PAIA PER POLSO, misura circonferenza polso paziente tg L: 17 - 27 cm.

Cintura Contenzione Addominale Letto con Chiusura Magnetica, di cui:

N° 1 PAIO, misura circonferenza vita paziente per taglia M: 70-110 cm; lunghezza cintura 120 cm.

N° 1 PAIO, misura circonferenza vita paziente per taglia L: 105-145 cm; lunghezza cintura 155 cm.

N° 1 PAIO, misura circonferenza vita paziente per taglia XL: 120 - 162 cm; lunghezza cintura 175 cm.

I presidi devono essere completi di chiave magnetica e bottoni di sicurezza.