

## SCHEDA TECNICA

N°5 Pedi Nail chiodo femorale pediatrico completo di n°30 viti di bloccaggio misura a richiesta da 4-4,5 mm. e 4,5 mm. da ricostruzione, strumentario dedicato.

N°100 Viti cannulate 4.0 mm. in acciaio amagnetico, filettatura inversa, testa esagonale 2.5 mm. standard, testa emisferica 5.0 mm., cannulata di 1.25 mm., filetto a doppio taglio, composto da: N°56 Vite filetto corto lunghezza vite da 10 mm. a 70 mm., N°18 Vite filetto medio lunghezza vite da 30 mm. a 70 mm., N°14 Vite totalmente filettate lunghezza vite da 20 mm. a 70, strumentario dedicato: Mini IN-line ratchet w/small AO push/pull coupling, AO 4.0 mm. Screwdriver Shaft (cannulato), AO 4.0 mm. Screwdriver Shaft, AO Cannulated Countersink, AO Cannulated Tap for 4.0 mm. screw, Guide Wire with Threaded Tip w/trocar, Self holding screw forceps, Holding Clip for Washers, Measuring Device, Cleaning Stylet 1.25 mm. DIA, Cleaning Brush 1.35 mm. DIA, Holding Sleeve, Double Drill Guide 2.7 mm. DIA/1.25 mm. DIA, Screw Extractor, Case Lid, Case Screw Caddy, Case Bottom, La cassetta contiene impianti e strumentario.

N°100 Viti cannulate 7.0 mm. in acciaio amagnetico, filettatura inversa, misura a richiesta da mm.30 a mm.120, tot.filettata, parzialmente filettata, media filettatura, strumentario dedicato.

N°100 Pedi Flex chiodi flessibili per arti superiori ed inferiori sua in acciaio che in titanio, misure a richiesta mm. 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5 (titanio); mm. 1,5-2-2,5-3-3,5-4 (acciaio); N°100 Cappucci protettivi per chiodi elastici pedi flex misure a richiesta mm. 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5., strumentario dedicato.

N°100 I-Plate ed O-Plate placche per la crescita ossea guidata in acciaio misura a richiesta modello 4 fori mm.16-22-32 con o senza foro centrale, modello 2 fori mm. 16-24-32-36, N°200 viti di bloccaggio cannulate mm.16-24-32-36.

N°10 Pedi Loc distali di tibia anatomiche per osteotomie correttive e fratture modello mediale larga, mediale stretta e antero laterale, n°50 viti di bloccaggio bloccanti e non bloccanti misura a richiesta.

N°20 Pedi Loc sistema di placche per femore per osteotomie e fratture, tecnica d'impianto MIS (sottomuscolare) sia dx. che sx., sagomatura distale e curvatura anteroposteriore, n° 200 viti di bloccaggio misura a richiesta 3, 5 mm. e 4,5 mm., strumentario dedicato.