

GRIGLIA VALUTAZIONE

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
<u>STIMOLATORE</u> <u>MULTIFUNZIONE</u> <u>PROGRAMMABILE IN</u> <u>FREQUENZA (FINO A 50 HZ)</u> <u>COMPLETO DI UNITA' BASE E</u> <u>CARRELLO DEDICATO CON</u> <u>BRACCIO " REGGI COIL" ,</u> <u>CONFORME ALLA NORMATIVA</u> <u>CE 93/42</u>		
Stimolo magnetico singolo, ripetitivo e burst fino 50 Hz. Forma d'onda bifasica con impulso a 280us		
Coil con comandi e controlli integrati , per l'uso dell' unità con una sola mano e pedale di stimolazione		
Possibilità di integrazione con altre apparecchiature (ad es. EMG) utilizzando apposito cavo trigger IN/OUT.		
Programmabile mediante interfaccia facile all'uso utilizzando uno schermo integrato a colori.		
I dati acquisiti devono essere esportabili su scheda di memoria per ulteriori analisi - Idoneo e certificato per uso terapeutico dedicato al trattamento della depressione maggiore - Idoneo per uso diagnostico nella valutazione clinica basata sui potenziali evocati motori (MEP)		
- Cavo di sincronismo con sistema di acquisizione esterno		

- n.1 Coil di stimolazione circolare da 90 mm		
- n. 1 Coil di stimolazione " a farfalla "da 70 mm		
- n. 1 Poltrona paziente, poggiate su base con ruote integrate, regolabile tramite motori (altezza, schiena e Trendelenburg) e dotata inoltre di testiera confortevole a supporto del capo del paziente		